



**CHIMICA
CLINICA**

**AFFIDABILITÀ, QUALITÀ
ED ESPERIENZA**



DASITGROUP



DASIT
DIAGNOSTICA

CHIMICA CLINICA

**AFFIDABILITÀ, QUALITÀ
ED ESPERIENZA**



Dasit Diagnostica, da sempre presente in Chimica Clinica, ha saputo, nel tempo, differenziare ed ampliare la propria offerta proponendo soluzioni strumentali e diagnostiche capaci di soddisfare le esigenze organizzative e qualitative dei laboratori analisi.

Le nostre soluzioni analitiche sono validate e certificate secondo i rigidi standard CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute) per garantire qualità e affidabilità del dato analitico.

La nostra esperienza viene messa al servizio della medicina di laboratorio, con soluzioni dedicate alla routine e

all'approfondimento diagnostico come ad esempio il dosaggio di proteine specifiche su siero, urine e liquor.

PARTNER NELLE SCELTE

**NELLA MEDICINA
DI LABORATORIO**

D

asit è protagonista della diagnostica in vitro e partner privilegiato dai professionisti di laboratorio.

Offriamo prodotti selezionati nel panorama mondiale e servizi di eccellenza nelle principali aree diagnostiche.

Siamo quotidianamente al vostro fianco per capire le vostre esigenze, consigliarvi nella scelta della migliore soluzione tecnico-organizzativa e accompagnarvi durante la realizzazione del vostro progetto.

Competenza, esperienza, passione: questo guida il nostro operato da oltre 30 anni.

DASIT DIAGNOSTICA

CHIMICA CLINICA

Una linea completa di soluzioni per il dosaggio di analiti in Chimica Clinica in grado di soddisfare le diverse esigenze dei moderni laboratori. La qualità certificata dell'ampio menù di test disponibili e la diversa produttività analitica dei sistemi proposti assicurano il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione dei dosaggi di routine e di approfondimento diagnostico.

L'esperienza e la competenza della ricerca e sviluppo Sclavo assicurano la qualità certificata di ogni singolo prodotto e la tracciabilità dei metodi rispetto agli standard internazionali.



**AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ
IN UNO STRUMENTO
SEMPLICE DA UTILIZZARE**

- Produttività sino a 1200 test/ora
- Design compatto con 88 reagenti a bordo
- Semplicità d'uso e minimo intervento dell'operatore nella gestione della routine
- Routine quotidiana

REAGENTI
SCLAVO

DMS.
cont'ing.
CHIMICA
CLINICA

DIRUI
CS 1200

**QUALITÀ ED EFFICIENZA
SONO SINONIMI
DI SCLAVO KONELAB**



- Produttività: sino a 780 test/ora anche con campionamento “point-in-space”
- 45 reagenti a bordo
- Consumi idrici e reflui di scarico ridotti al minimo

**SCLAVO
KONELAB**

REAGENTI
SCLAVO

DMS.
confing.
CHIMICA
CLINICA

**DESIGN COMPATTO
E PRESTAZIONI
DA PRIMO DELLA CLASSE**



- Produttività: 350 test/ora
- 42 reagenti a bordo
- Caricamento immediato delle metodiche applicative mediante barcode 2D

**SCLAVO
INDIKO-PLUS**

REAGENTI
SCLAVO

DMS.
confing.
CHIMICA
CLINICA

AFFIDABILITÀ, QUALITÀ ED ESPERIENZA

REAGENTI
SCLAVO

L'impegno di Sclavo Diagnostics International assicura la costante tracciabilità della qualità attraverso tutte le fasi di sviluppo di ogni singolo prodotto: dalla ricerca alla produzione fino alla verifica di qualità.

**TUTTI I REAGENTI SONO
VALIDATI SECONDO
I PROTOCOLLI CLSI
E TRACCIABILI CON
MATERIALI DI RIFERIMENTO
INTERNAZIONALI**



sclavo SCLAVO
diagnostics DIAGNOSTICS
INTERNATIONAL



- Chimica Clinica di routine e speciale
- Proteine Specifiche sieriche ed urinarie
- Dosaggio di Droghe d'abuso (DoA) e Farmaci Terapeutici (TDM)
- Calibratori e controlli disponibili per tutti gli analiti

DASIT MANAGEMENT SYSTEM (DMS) È IL MIDDLEWARE CHE ORGANIZZA IL LABORATORIO



Dall'esperienza Dasit Diagnostica nell'organizzazione del laboratorio, nasce il middleware Dasit Management System (DMS):

- **Sample Oriented**, garantisce la tracciabilità del dato analitico
- Integra in un'unica piattaforma i risultati di più analizzatori
- Fornisce regole personalizzabili a supporto della validazione ed interpretazione dei dati strumentali
- Ottimizza i collegamenti al LIS di laboratorio
- In Chimica Clinica consente l'integrazione dei dati dell'esame urine con i parametri in chimica liquida per una completa gestione del settore

DMS
confing.
**CHIMICA
CLINICA**



DMS
confing.
**CHIMICA
CLINICA**

- Validazione risultati
- Storico in linea
- Tracciabilità campioni e risultati
- Gestione re-run




**DASIT DIAGNOSTICA
È DA SEMPRE VICINA
ALLE ESIGENZE
DEI PROPRI
UTILIZZATORI CON
PRODOTTI E SERVIZI
DI ECCELLENZA**



Pronto Dasit: punto di accesso per gli utilizzatori di strumentazione Dasit con servizio di assistenza tecnica e specialistica.

Supporto Specialistico Territoriale: ogni giorno al fianco dell'utilizzatore nella gestione e personalizzazione della strumentazione.

Formazione: Directa è l'impegno tangibile di Dasit nella formazione e aggiornamento del professionista di laboratorio. Percorsi di approfondimento dedicati permettono una visione a tutto tondo degli aspetti tecnici e clinici dell'attività di laboratorio.



DASIT S.P.A.
VIA R. MERENDI, 22
20010 CORNAREDO (MI)
TEL. 02 93 991 1
FAX 02 93 991 390
www.dasitdiagnostica.it