

UL
Target
LL
47.6
41.4
35.2
37.2
31.0
24.8
20.2
12.6
5.0
15.3
10.2
5.1
8.5
4.8
1.1

CONTROLLO QUALITA'

LA QUALITA' E'
IL NOSTRO TARGET



DASIT
DIAGNOSTICA

PARTNER NELLE SCELTE

**NELLA MEDICINA
DI LABORATORIO**

D

asit è protagonista della diagnostica in vitro e partner privilegiato dai professionisti di laboratorio.

Offriamo prodotti selezionati nel panorama mondiale e servizi di eccellenza nelle principali aree diagnostiche.

Siamo quotidianamente al vostro fianco per capire le vostre esigenze, consigliarvi nella scelta della migliore soluzione tecnico-organizzativa e accompagnarvi durante la realizzazione del vostro progetto.

Competenza, esperienza, passione: questo guida il nostro operato da oltre 30 anni.

CONTROLLO QUALITA'

**LA QUALITA' E'
IL NOSTRO TARGET**



Dasit Diagnostica da sempre è particolarmente attenta a fornire strumenti di qualità ai propri clienti, offrendo loro la sua linea di controlli e calibratori, per la verifica di precisione e accuratezza.

Dasit Diagnostica offre a tutti gli utilizzatori dei suoi controlli un programma di **Controllo di Qualità** interlab gratuito: **DICS (Dasit Interlab Control Service)**.

Nessun controllo aggiuntivo da processare, nessun aggravio di costi per il laboratorio, certezza della qualità del dato refertato grazie alla valutazione intra-interlaboratorio. Supporto specialistico per l'interpretazione dei risultati.

DASIT DIAGNOSTICA CONTROLLO QUALITA'

DASIT
DIGNOSTICA
E SYSMEX

Una linea completa di controlli a titolo noto è dedicata agli analizzatori ematologici Sysmex per la verifica di precisione e accuratezza strumentali.

CONTROLLI DEDICATI PER EMATOLOGIA

Controlli preparati con cellule di derivazione umana, stabilizzate e sospese in un liquido conservante simile al plasma umano.

I controlli sono testati e certificati da Sysmex secondo le procedure raccomandate da CLSI.



Sangue di Controllo	Analizzatore
■ XN CHECK	Serie XN
■ e-CHECK (XE)	Serie XE/XT/XS
■ e-CHECK (XS)	Serie XS
■ EIGHTCHECK-3WP	Serie K, XP 300, pocH-100i

DASIT
DIGNOSTICA
E STRECK

DASIT Diagnostica distribuisce in esclusiva per il mercato italiano la linea completa di controlli e calibratori per ematologia prodotti da STRECK, leader mondiale nella ricerca e sviluppo di materiali di controllo.

CONTROLLI PER EMATOLOGIA


Comprendono una vasta gamma di prodotti dedicati per i più diffusi analizzatori ematologici.

Disponibili in tre livelli analitici in fiale con tappo perforabile.

- Beckman Coulter: controllo STAK-CHEX e STAK-CHEX Retics
- Abbott: controllo PARA 12 PLUS e PARA 12 PLUS Retics
- Analizzatori con Screening Trimodale: controllo PARA 12 Extend

Tutti i campioni sono prodotti con cellule di sola derivazione umana, per una perfetta commutabilità con il sangue fresco.

CONTROLLI PER CITOFLUORIMETRIA



Controllo preparato con globuli rossi e globuli bianchi umani. **CD-CHEX Plus** consente il monitoraggio di tutte le fasi analitiche. Disponibile in due livelli analitici.

CONTROLLI PER ANALISI DELLA VES



Controllo preparato con globuli rossi umani. **ESR-Chex** ha valori assegnati per i più diffusi metodi utilizzati attualmente per l'analisi della VES. Disponibile in due livelli analitici.

CONTROLLI PER ANALISI DEI LIQUIDI BIOLOGICI



Controllo a titolo noto per il conteggio di WBC e RBC nell'analisi dei liquidi biologici. Valori assegnati per gli strumenti Abbott, Beckman Coulter serie LH e DxH 800, Siemens e Sysmex. Disponibile in tre diversi livelli analitici.


DASIT INTERLAB CONTROL SERVICE

DICS (Dasit Interlab Control Service) è un programma di controllo qualità **Inter-Intra-laboratorio in Ematologia**, Coagulazione e Chimica Clinica accessibile via web.

Il programma è offerto gratuitamente a tutti i laboratori che acquistano i controlli a titolo noto forniti da Dasit Diagnostica. La riservatezza dei dati è garantita tramite l'accesso alla piattaforma web **www.targetqualita.it** con un codice Cliente, una username ed una password proprie e note solo a ciascun utilizzatore.



Istogramma di Frequenza



Istogramma di frequenza per la verifica di accuratezza e linearità INTERLAB su più livelli analitici

Carta di Shewhart




Grafico di Shewhart per la verifica dell'accuratezza del laboratorio nel tempo

Ai partecipanti viene rilasciato annualmente l'Attestato di Partecipazione


DASIT DIAGNOSTICA E' TARGET QUALITA'

Il Controllo di Qualità è un elemento di fondamentale importanza nella buona pratica di laboratorio: oltre all'impiego di controlli a titolo noto è ormai irrinunciabile la partecipazione a programmi di Valutazione Esterna di Qualità per accertare l'omogeneità e la confrontabilità dei risultati ottenuti dai diversi laboratori.



VEQ
VERIFICA
ESTERNA DI
QUALITA'

- **VEQ Ematologia.** Campioni preparati con globuli rossi umani, globuli bianchi umani e piastrine di mammifero, utilizzabili con tutti i sistemi ematologici del mercato
- **VEQ Morfologia.** Strisci di sangue periferico, colorati con May-Grunwald Giemsa. Valutazione formula leucocitaria, anomalie cellulari e ipotesi diagnostiche
- **VEQ Coagulazione.** Campioni costituiti da plasma umano liofilo, utilizzabile su tutti i coagulometri del mercato
- **VEQ Chimica Clinica.** Campioni costituiti da siero di controllo umano liofilo, utilizzabile su tutti gli analizzatori presenti sul mercato
- **VEQ BATTERIOLOGIA** Sospensioni batteriche liofilizzate, per identificazione e antibiogramma




**DASIT DIAGNOSTICA
È DA SEMPRE VICINA
ALLE ESIGENZE
DEI PROPRI
UTILIZZATORI CON
PRODOTTI E SERVIZI
DI ECCELLENZA**



Pronto Dasit: punto di accesso per gli utilizzatori di strumentazione Dasit con servizio di assistenza tecnica e specialistica.

Supporto Specialistico Territoriale: ogni giorno al fianco dell'utilizzatore nella gestione e personalizzazione della strumentazione.

Formazione: Directa è l'impegno tangibile di Dasit nella formazione e aggiornamento del professionista di laboratorio. Percorsi di approfondimento dedicati permettono una visione a tutto tondo degli aspetti tecnici e clinici dell'attività di laboratorio.



DASIT S.P.A.
VIA R. MERENDI, 22
20010 CORNAREDO (MI)
TEL. 02 93 991 1
FAX 02 93 991 390
www.dasitdiagnostica.it