

COAGULAZIONE
L'OFFERTA COMPLETA
PER IL LABORATORIO
DI EMOSTASI E TROMBOSI



DASIT

PARTNER NELLE SCELTE

NELLA MEDICINA
DI LABORATORIO

D

ASIT è protagonista della diagnostica *in vitro* e *partner* privilegiato dai professionisti di laboratorio.


Offriamo prodotti selezionati nel panorama mondiale e servizi di eccellenza nelle principali aree diagnostiche.

Siamo quotidianamente al vostro fianco per capire le vostre esigenze, consigliarvi nella scelta della migliore soluzione tecnico-organizzativa e accompagnarvi durante la realizzazione del vostro progetto.

Competenza, esperienza, passione: questo guida il nostro operato da oltre 30 anni.

COAGULAZIONE

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ CERTIFICATE



DASIT offre soluzioni complete per lo studio della Coagulazione: reagenti, strumenti e software gestionali in grado di rispondere alle esigenze di qualità analitica del laboratorio.

L'impegno e l'attenzione di **DASIT** sono rivolti a fornire metodi di studio sempre affidabili e innovativi, al passo con le esigenze diagnostiche.

DASIT certifica i propri sistemi analitici secondo i protocolli CLSI e attraverso collaborazioni con i più importanti laboratori di emostasi e trombosi italiani a garanzia della qualità del dato clinico.

DASIT COAGULAZIONE

L'OFFERTA COMPLETA PER IL LABORATORIO DI EMOSTASI E TROMBOSI

Sistemi diagnostici per Emostasi e Trombosi: l'affidabilità della strumentazione Sysmex e la qualità dei reagenti SCLAVO Diagnostics International per garantire la massima sicurezza dei risultati.

STRU
MENTA
ZIONE

SYSMEX SERIE CS

Sysmex è sinonimo di Innovazione in emostasi: la serie CS si rinnova per garantire qualità del dato analitico ed efficienza organizzativa.

- Controllo pre-analitico dell'idoneità del campione
- Cap-piercing di ultima generazione
- Lettura ottica in multi-lunghezza d'onda
- Metodo ottico per test coagulativi, cromo-genici, immunoturbidimetrici e aggregativi
- Re-run e reflex test in automazione
- Reagenti refrigerati a bordo con riconoscimento tramite barcode
- Automazione completa di calibrazioni e controlli di qualità (QC)

**PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ
DIAGNOSTICA SENZA PARI**



SYSMEX
CS-5100

- Produttività sino a 400 PT/ora per gestire in modo efficiente carichi di lavoro elevati
- Consolidamento di test di routine e approfondimento in un unico sistema
- Campionamento point-in-space per connessione a sistemi TLA



**SYSMEX
CS-2500**

**IDEALE PER LE ROUTINE DI DIMENSIONI
MEDIO-ALTE O ALLA DIAGNOSTICA DI
SECONDO LIVELLO**

- Produttività sino a 180 PT/ora
- Pannello reagenti esteso: metodi coagulativi, cromogenici, immunologici e turbidimetrici, in un unico analizzatore compatto



**DEDICATO ALLE MEDIE
PRODUTTIVITÀ**

- Produttività sino a 120 PT/ora
- Gestione avanzata e automatica dei lotti di reagente a garanzia della massima efficienza dei processi analitici

**SYSMEX
CS-1600**



**UNA SOLUZIONE SEMPLICE E
COMPATTA PER PICCOLE ROUTINE**

**SYSMEX
CA-650**

- Produttività sino a 60 PT/ora
- Ridotta manutenzione e vano reagenti refrigerato assicurano semplicità d'uso e qualità del dato analitico

REAGENTI VALORE CLINICO

DASIT ha il pannello completo per il laboratorio di coagulazione: test di screening, di approfondimento del rischio trombotico ed emorragico e per il dosaggio dei nuovi farmaci anticoagulanti.



sclavo SCLAVO
diagnostics DIAGNOSTICS
INTERNATIONAL

LINEA COMPLETA DI REAGENTI OTTIMIZZATI E STANDARDIZZATI PER L'UTILIZZO SUI SISTEMI ANALITICI SYSMEX

- Qualità certificata secondo i rigidi protocolli CLSI
- Formulazione ottimizzata per la rilevazione con metodo foto-ottico
- Fornitura di un lotto unico annuale per ridurre gli interventi di calibrazione e aumentare l'efficienza del laboratorio di emostasi



L'ECCELLENZA NEI TEST DI APPROFONDIMENTO

- Una linea completa per la diagnosi e la prognosi delle patologie trombotiche e per il monitoraggio delle terapie anticoagulanti, antitrombotiche ed fibrinolitiche
- Farmaci anticoagulanti inibitori diretti dei fattori della coagulazione (DOACs) - il più completo pannello di reagenti, calibratori e controlli sul Mercato



SOFTWARE

PER LABORATORIO

Un approccio a 360° con prodotti e servizi pensati per chi gestisce l'Area Coagulazione

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TAO SVILUPPATO SECONDO LE RACCOMANDAZIONI FCSA

TAOLAB 5

- Monitoraggio di pazienti in terapia con farmaci anti-Vitamina K o inibitori diretti dei fattori (DOACs)
- Range Terapeutico e target associati alla diagnosi (FCSA)
- Score emorragici (HAS-BLED) e trombotici (CHADS₂, CHA₂DS₂-VASc)
- Calcolo automatico della dose di farmaco con algoritmi specifici nelle diverse fasi della terapia
- Analisi dei grafici dell'andamento della terapia, con visualizzazione di complicanze, fattori di rischio, farmaci interferenti
- Analisi statistiche personalizzabili per la valutazione della qualità terapeutica individuale
- Gestione degli appuntamenti e programmazione delle visite con personalizzazione e invio elettronico dei referti

DASIT MANAGEMENT SYSTEM (DMS) IL MIDDLEWARE DEDICATO AL SETTORE COAGULAZIONE



Dall'esperienza DASIT nell'organizzazione del laboratorio, nasce DASIT Management System (DMS), il middleware dedicato al settore Coagulazione:

- Definizione di regole di validazione personalizzabili
- Integrazione in un solo strumento di dati analitici di base, di approfondimento e dello storico di ogni singolo paziente
- DMS WEB: l'estensione di DMS al web per la validazione a distanza del referto


DMS COAGULAZIONE

**DASIT È DA SEMPRE
VICINA ALLE
ESIGENZE DEI
PROPRI
UTILIZZATORI CON
PRODOTTI E SERVIZI
DI ECCELLENZA**

ProntoDASIT: punto di accesso per gli utilizzatori di strumentazione DASIT con servizio di assistenza tecnica e specialistica.

Supporto Specialistico Territoriale: ogni giorno al fianco dell'utilizzatore nella gestione e personalizzazione della strumentazione.

Formazione: Directa è l'impegno tangibile di DASIT nella formazione e aggiornamento del professionista di laboratorio. Percorsi di approfondimento dedicati permettono una visione a tutto tondo degli aspetti tecnici e clinici dell'attività di laboratorio.



DASIT S.P.A.
VIA R. MERENDI, 22
20010 CORNAREDO (MI)
TEL. 02 93 991 1
FAX 02 93 991 390
www.dasit.it

